

FAST[©]
**Ortesi Statica, Statico-Dinamica, Dinamica,
Statico-Progressiva**

Dr. Pier Paolo Borelli



SCAN ME

Guarda il video e
segui i link per
eventuale acquisto

chirurgiadellamanobrescia.it



Accessori per ortesi Statica, Statico-Dinamica, Dinamica,
 Statico-Progressiva con FAST©



A I Ortesi Metacarpale per immobilizzazione dita

Indicazioni:

Dupuytren in trattamento
Fratture metacarpali (distali) e falangi
Distorsione MF, IFP, IFD
Dita a scatto



La stecca modellabile consente di immobilizzare ogni articolazione nella posizione desiderata



A I Ortesi Polso (modello HW) per immobilizzazione dita

Indicazioni:

Dupuytren in trattamento
Fratture metacarpali e falangi
Distorsione MF, IFP, IFD
Dita a scatto

in caso di patologia associata di Polso o scelta terapeutica



B I Ortesi metacarpale per Rigidità in Flessione IFP (Lama Levame)

Indicazioni:

Rigidità in flessione IFP per fratture o lesioni tendinee
o distorsioni



B2 Ortesi Polso (modello HW) per Rigidità in Flessione IFP (Lama di Levame)

Indicazioni :

Rigidità in flessione della IFP per fratture o lesioni tendinee o distorsioni,

in caso di patologia associata di Polso o scelta terapeutica.



La posizione della MF può essere adattata secondo necessità affinché l'azione dinamica sulla 2a Falange sia sempre ottimale

CI Ortesi Metacarpale per Rigidità in estensione IFP

Indicazioni:

Rigidità in estensione IFP per fratture
o lesioni tendinee o distorsioni



C2 Ortesi Polso (modello HW) per Rigidità in estensione IFP

Indicazioni:

Rigidità in estensione IFP
per fratture o lesioni tendinee o distorsioni

in caso di patologia associata di Polso o scelta terapeutica



D Ortesi Polso (modello HW) per Rigidità estensione MF

Indicazione:

Fratture metacarpali o falangi, lesioni tendinee,
distorsioni MF



E Ortesi metacarpale
per lesione tendine estensore alla IFD
(dito a martello)

Indicazioni:

Posizione correttiva temporanea
in caso di atteggiamento a "collo di cigno"



FI Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata

Relative Motion Splint

(The "pencil splint": Donald H. Lalond MD, and Lisa A. Flewelling , MScOT)

Indicazioni :

Lesioni tendinee e capsulo-legamentose a livello della MF
con "pencil test" positivo.



F2 Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata (Relative Motion Splint)

Indicazioni:

Mobilizzazione attiva simultanea della IFP e IFD



F3 Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata (Relative Motion Splint)

Indicazioni:

Mobilizzazione attiva selettiva della IFD



La posizione della IFD (estesa o flessa) è modificabile in base all'esigenza.



F4 Ortesi metacarpale per mobilizzazione controllata (Relative Motion Splint)

Indicazioni:

Mobilizzazione attiva controllata IFP e IFD in lesioni tendinee o fratture articolari IFP



F5 Ortesi I° raggio per
mobilizzazione controllata
(Relative Motion Splint)

Indicazioni:
Fratture/lussazioni IF, lesioni
tendinee con rigidità IF
Mobilizzazione attiva o passiva
selettiva IF pollice



Fase di
immobilizzazione IF



Mobilizzazione
attiva
controllata IF



Mobilizzazione
passiva IF



G Ortesi per 1° raggio

Indicazioni:

Rizoartrosi

Fratture 1^a falange

Distorsione 1^a MF (LCU)

Frattura base 1°metacarpale

Frattura Trapezio



Concede libertà di
movimento del polso su
tutti i piani.



mobilizzazione attiva selettiva IF mobilizzazione passiva selettiva IF

G I Ortesi 1° raggio + immobilizzazione IF

Indicazioni:

Fratture 1^a e 2^a falange pollice

Distorsione IF pollice

Distorsione 1^a MF

Frattura distale 1° metacarpale



H Ortesi Polso con Benda elastica

Indicazioni:

Rigidità in estensione dita in esito
fratture polso o metacarpali

Algodistrofia conclamata o CRPS

per 1 dito

per 4 dita

per 5 dita



H Benda elastica per **I dito**
Recupero arco di flessione nel palmo 1° raggio




H Benda elastica per **4 dita**
Recupero arco di flessione dita lunghe



H Benda elastica per **5 dita**
Recupero arco di flessione dita

I dito



+ dita



I Ortesi dinamica dita
Anellini elastici (standard e small)

Indicazioni:
recupero della flessione simultanea di IFP e IFD
(recupero della flessione a uncino)



Scegliere il tutore di polso, lungo o corto, in base alle esigenze e dimensioni dell'avambraccio

L Ortesi polso e gomito (Sugar Tong)

Indicazioni:

Fratture di Polso con lesioni legamentose associate (TFC, SL,..)
Immobilizzazione polso in posizione desiderata con libertà
movimento in F/E gomito



Libertà di movimento del gomito in F/E



Il polso viene bloccato nella posizione di Pronazione o Supinazione richiesta dal trattamento chirurgico eseguito.